

JİNEKOLOJİK MASA / GYNECOLOGICAL TABLE

EDS 201 J-3

Jinekolojik Masa / Gynecological Table

Jinekolojik Muayene Masası, ürolojik ve jinekolojik muayene ve müdahaleye uygun olarak üretilir.

Gynecological Examination Table, is produced in accordance with gynecologic and urologic examination.

MASA POZİSYONLARI

Sırt Bölümü (Kumandalı)
Trendelenburg (Kumandalı)
Aşağı-Yukarı (Kumandalı)
Ayak Bölümü (Manuel)

TABLE POSITION

Back Section (Control)
Trendelenburg (Control)
Up-Down (Control)
Leg Section (Manual)

STANDART AKSESUARLAR

Jinekolojik Destek 2 Adet
Tutma Kolu 2 Adet
Atık Toplama Küveti 1 Adet
Poliüretan Minder 3 Adet
El Kumandası 1 Adet

STANDART AKSESUARLAR

Gynecological Support 2 Pieces
Handle 2 Pieces
Waste Collection Tub 1 Piece
Polyurethane Cushion 3 Pieces
Hand Controller 1 Piece

TEKNİK ÖZELLİKLER

Maksimum Yükseklik (Mindersiz-Minderli) 80 cm – 90 cm
Minimum Yükseklik (Mindersiz-Minderli) 59 cm-69 cm
Voltaj 220 V/50 hz
Hasta Taşıma Kapasitesi 400 kg
Masa Ağırlığı 100 Kg
Ayak Kumandası Opsiyonel

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Maximum Height 80 cm – 90 cm
Minimum Height 59 cm-69 cm
Power Input 220 V/50 hz
Carrying Capacity 400 kg
Table Weight 100 kg
Leg Control Optional



EDS 201 J-3

Jinekolojik Masa / Gynecological Table

Kusursuz bir jinekoloji kliniği!
The perfect gynecology clinic!

Masanın gövde ve taban kısmı sıvı girişine karşı korunmuş ve sıvıdan etkilenmeyen yapıdadır. Alt metal aksamı elektrostatik boya ile kaplanarak paslanmaya karşı korunur.

Table column and base has waterproof structure.
Metal base structure is rustproof with electrostatic coating.

Masanın aşağı - yukarı, sırt kısmı ve oturma bölümü hareketleri, ayak pedalları veya el kumandası ile kumanda edilebilen üç adet elektromanyetik motor sistemi ile sessiz ve titreşimsiz olarak çalışır.

Table movements can be done silently and without vibration with foot control and / or hand control which has three units of electromagnetic engine.



Jinekolojik Masa Ekipmanları

Gynecological Table Equipment



Motor Çeşitleri
Engines



Kontrol Kutusu
Control Box



Ayak Kumandası
Foot Control



Tutma Kolu
Handle



Jinekolojik Destek
Gynecologic Support



El Kumandası
Remote Control



Ayarlanabilir
Işık Seviyesi
Özelliği

Adjustable
illumination