

JİNEKOLOJİK MASA / GYNECOLOGICAL TABLE

EDS 201 J-3Y

Jinekolojik Masa / Gynecological Table

Jinekolojik Muayene Masası, ürolojik ve jinekolojik muayene ve müdahaleye uygun olarak üretilir.

Gynecological Examination Table, is produced in accordance with gynecologic and urologic examination.

MASA POZİSYONLARI

Sırt Bölümü (Kumandalı)
Trendelenburg (Kumandalı)
Aşağı-Yukarı (Kumandalı)
Ayak Bölümü (Manuel)

TABLE POSITION

Back Section (Control)
Trendelenburg (Control)
Up-Down (Control)
Leg Section (Manual)

STANDART AKSESUARLAR

Jinekolojik Destek 2 Adet
Tutma Kolu 2 Adet
Atık Toplama Küveti 1 Adet
Poliüretan Minder 3 Adet
El Kumandası 1 Adet

STANDART AKSESUARLAR

Gynecological Support 2 Pieces
Handle 2 Pieces
Waste Collection Tub 1 Piece
Polyurethane Cushion 3 Pieces
Hand Controller 1 Piece

TEKNİK ÖZELLİKLER

Maksimum Yükseklik (Mindersiz-Minderli) 110 cm +- 15 cm
Minimum Yükseklik (Mindersiz-Minderli) 45 cm +- 15 cm
Voltaj 220 V/50 hz
Hasta Taşıma Kapasitesi 400 kg
Masa Ağırlığı 100 Kg
Ayak Kumandası Opsiyonel

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Maximum Height 110 cm +- 15 cm
Minimum Height 45 cm +- 15 cm
Power Input 220 V/50 hz
Carrying Capacity 400 kg
Table Weight 100 kg
Leg Control Optional



EDS 201 J-3Y

Jinekolojik Masa / Gynecological Table

Kusursuz bir jinekoloji kliniği!
A perfect gynecology clinic!

Masanın gövde ve taban kısmı sıvı girişine karşı korunmuş ve sıvıdan etkilenmeyen yapıdadır. Alt metal aksamı elektrostatik boya ile kaplanarak paslanmaya karşı korunur.

Table column and base has waterproof structure.
Metal base structure is rustproof with electrostatic coating.

Masanın aşağı - yukarı, sırt kısmı ve oturma bölümü hareketleri, ayak pedalları veya el kumandası ile kumanda edilebilen üç adet elektromanyetik motor sistemi ile sessiz ve titreşimsiz olarak çalışır.

Table movements can be done silently and without vibration with foot control and / or hand control which has three units of electromagnetic engine.



Jinekolojik Masa Ekipmanları Gynecological Table Equipment



Bebek Kodu
Baby Cot



Motor Çeşitleri
Engines

Kontrol Kutusu
Control Box



Jinekolojik Destek
Gynecologic Support



Tutma Kolu
Handle



Jinekolojik Destek
Gynecologic Support

El Kumandası
Remote Control



Ayak Kumandası
Foot Control

