

CERRAHI ASPIRATÖR SURGICAL ASPIRATOR



Yoğun bakım, ameliyathane, poliklinik ve acil servis kullanımları için;

- 2,3 ve 5 litrelik tek/çift kavanoz kombinasyonları
- 0-500-600 mmHg vakum gücü (deniz seviyesinde)
- Kanister sistemleri ile kullanıma
- Vakum değerini ayarlama ve 63 mm çapındaki vakummetre ile kolay izleme
- Debi (hava akışı): 50lt/ dakika
- 25 derecelik kontrol paneli ile ergonomik kullanım
- Vakum yönlendirme özelliği (kavanoz seçimi)
- Bir toplama kavanozu boşaltılırken, diğerini kullanma olanağı
- Sivinin pompaya kaçmasını önleyen ikili güvenlik
- Şamandıra sistemi
- Kavanoz kapağı üzerinde bulunan yuva içine takılabilir, filtrenin kirlendiği rahatlıkla izlenebilir ve kolaylıkla değiştirilebilir. Aspirasyon işleminde filtreleme yaparak hava geçişine izin verir ve sıvı geçişini önler.
- Aspirasyon işlemi sırasında kavanozlardan pompaya sıvı geçişini engeller.
- Cihazın arka bölümünde aspirasyon kanülleri için sepet bulunur.
- Cihazın çalıştığını gösteren sinyal lambası
- 1300 dev/dak.pompa
- Mobil
- Metal, paslanmaya karşı epoksi polyester toz fırın boya ile kaplanmış dayanıklı gövde
- Bakım ve periyodik yağ ilavesi gerektirmeyen, sessiz, kuru tip vakum pompası hava kaynaklı enfeksiyon önlenmesine önemli katkı sağlamaktadır.
- 5,3 ve 2 litrelik kavanozlar otoklav ile steril edilebilir.
- Polikarbonat malzemeden imal edilmiş, şeffaf kavanozlar
- Temizleme solüsyonu kabı ve iki adet aspirasyon hortum askı aparatı
- 50 mm çaplı, 360 derece döner, ikisi frenli dört tekerlek
- Beslenme Gerilimi:230V, 50/60 Hz
- Güç Tüketimi:135 W



MERKEZİ VAKUM ASPIRATÖRÜ CENTRAL VACUUM ASPIRATOR

MERKEZİ CERRAHI HAVA ASPIRATÖRÜ CENTRAL SURGERY AIR ASPIRATOR

