



**ATESE ET - 300 C**  
Operation Table

+90 312 511 56 00

info@labcore.com.tr

Turgut Özal Mah. 2164 Sk.  
A Blok No:3 A-134  
Yenimahalle / Ankara

**TABLE POSITIONS**

Head Section (Manual)	55° Up • 90° down, Detachable.
Lateral Tilt (Control)	25° right • 25° left Lateral-Tilt position
Trendelenburg (Control)	30
Reverse Trendelenburg (Control)	25
Back section (Control)	60°Up/ -40° Down(x15°)
Leg Section (Piston)	30 Up • 90° Down • 90° Side Sliding. Detachable
Type	Electro-mechanical (Control)
Slide (Optional) (Control)	300 mm

**MASA POZİSYONLARI**

Baş Bölümü (Manuel)	55° Yukarı • 90° Aşağı, çıkarılabilir.
Lateral (Kumandalı)	25° Sağ • 25° Sol Lateral-Tilt pozisyonu
Trendelenburg (Kumandalı)	30°
TersTrendelenburg (Kumandalı)	25°
Sirt Bölümü (Kumandalı)	60° Yukarı / -40° Aşağı (+-15°)
Ayak Bölümü (Piston)	30°Yukarı • 90° Aşağı 90°Yana açılabilir, çıkarılabilir.
Tip	Elektro-mekanik (Kumandalı)
Kayma (Opsiyonel) (Kumandalı)	300 mm

**TECHNICAL FEATURES**

Minimum Height	710 mm x 1010 mm
Maximum Height	760 mm x 1060 mm
Tabletop Length	600 mm x 2150 mm
Head Section	225 mm x 355 mm
Back Section	530 mm x 625 mm
Sitting Base Section	530 mm x 530 mm
Leg Section (right) (Piston)	255 mm x 710 mm
Leg Section (left) (Piston)	255 mm x 710 mm
Power input	230V 50 HZ
Battery Charge Voltage	24 V DC
Remote Control Voltage	5 V DC
Engine Battery Voltage	220VAC, %a- 24V DC 10A
Battery	Dry-Type / Maintenance Free
Battery Capacity	7Ah, 2V DC
Carrying Capacity	300 Kg.
Battery	45 min.

**TEKNİK ÖZELLİKLER**

Yükseklik	710 mm x 1010 mm
Yükseklik (minder)	760 mm x 1060 mm
Masaüstü Boyu	600 mm x 2150 mm
Baş Bölümü	225 mm x 355 mm
Sirt Bölümü	530 mm x 625 mm
Oturma Bölümü	530 mm x 530 mm
Ayak Bölümü(Sağ) (Piston)	255 mm x710 mm
Ayak Bölümü (Sol) (Piston)	255 mm x710 mm
Voltaj	230V 50 HZ
Akü Şarj Voltajı	24 V DC
Eİ Kumandası Voltajı	5 V DC
Motor Voltajı	220VAC, %a- 24V DC 10A
Akü	Kuru Tip/Bakıma İhtiyaç Duymayan
Akü Kapasitesi	7Ah, 2V DC
Hasta Taşıma Kapasitesi	300 Kg.
Batarya	45 dk.